

精度管理情報：各種機器情報・記録（校正・点検）

2025年4月1日更新

放射線部管理機器				
管理機器名	部屋番号/機器情報	日常点検	定期点検・校正記録	備考
CT	12番	回／営業日	2回/1年 校正記録あり	CT12、13同機種
	13番	回／営業日	2回/1年 校正記録あり	CT12、13同機種
MRI	1.5T	回／営業日	2回/1年 校正記録あり	
	3.0T	回／営業日	2回/1年 校正記録あり	
PET/CT		回／営業日	4回/1年 校正記録あり	
骨シンチ		回／営業日	2回/1年 校正記録あり	
X線	1番 (胸腹部・外来)	回／営業日	1回/1年 校正記録あり	
	10番 (胸腹部・入院)	回／営業日	1回／1年	
	5番～8番 (骨)	回／営業日	1回／1年	骨は機器指定なく5～8番で対応
放射線治療機器			2回/1年 校正記録あり	
放射線治療計画CT			2回/1年 校正記録あり	
検査部管理機器				
管理機器名	日常点検	定期点検・校正記録	備考	
心電計	5回／営業日	1回/年 校正記録あり	点検記録：検査機器保守管理作業日誌/測定実施作業記録（必要時、中央検査課にて写し入手）	
スパイロメーター	5回／営業日	1回/週 1回/月 校正記録あり	点検記録の定期的な保管は無し	
肺拡散能力試験	5回／営業日	1回/週 1回/月 校正記録あり		
超音波検査診断装置	5回／営業日	1回/週 1回/月 メーカー点検は 不具合事象発生時	手順書にて不具合対応手順記載	
内視鏡（上部・下部）	使用前点検 （記録無し）	1回/0.5年 校正記録あり		
冷却遠心分離機① （2000g/3500rpm）	回／営業日	不具合事象発生時	回転数校正記録あり（1年/回） 温度校正記録なし	
冷却遠心分離機① （1500g/3000prm）	回／営業日	不具合事象発生時		
検体保管用冷凍庫 温度計2～8℃	7回／週	不具合事象発生時	・検査室環境保守管理作業日誌にて日々温度管理記録あり ・冷蔵庫温度計の校正記録なし ・治験検体を保管している-80℃冷凍庫のデジタル表示を1日1回確認した記録あり。 ・アラームは有り。－80℃は±10℃設定。 ・アラームが機能していることを確認するアラーム点検の記録（6ヵ月毎）あり。	
検体保管用冷凍庫 温度計-20℃	7回／週	1回/4年		
検体保管用冷凍庫 温度計-80℃	7回／週	1回/4年		
臨床工学会				
管理機器名	部屋番号/機器情報	日常点検	定期点検・校正記録	備考
輸液ポンプ	テルフュージョン輸 液ポンプ	使用前点検 （記録無し）	1回/1年 校正記録あり	4月～1月の10ヵ月で均等実施
臨床研究センター管理機器				
管理機器名	日常点検	定期点検・校正記録	備考	
身長計	使用前点検 （記録無し）	定期点検・校正記録なし		
体重計①	使用前点検 （記録無し）	1回/2年 校正記録あり		
体重計②	使用前点検 （記録無し）	1回/2年 校正記録あり		
パルスオキシメーター	使用前点検 （記録無し）	1回/1年 校正記録あり		
体温計	使用前点検 （記録無し）	なし	品質保証期間毎に交換	
血圧計	使用前点検 （記録無し）	1回/1年 校正記録あり		